




Art.Nr.	Teilnr.	Art.Nr.	Benennung	Tube	02-106_Pos2	NSC 20	natur	nature
			Verklebung	Bonding	S0-3-1-1A	Araldit	transparent	transparent
			Kanüle 00,9 Fac.	Cannula 00,9 lancet cut	50-090-8306-4_Pos5	1.4301	transparent	transparent
			Rundnippel mit Luer-Lock	Hub with Luer-Lock	41-03-27-2_Pos2	PC-Makrolon 2856	gelb transp.	yellow transp.
				Titel	Zchnng.Nr.-Pos.	Werkstoff	Farbe	Color
					Drw.No.-Pos.	Material		

EINZELTEILE/ PARTS

This drawing contains information which is the exclusive property of SFH. Any use or disclosure of this information without the expressed written consent of SFH is prohibited.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Änderungen nur durch SFH-CAD zulässig.

gez.	22.11.02	Willmann	DIN 7160:	mittel
gepr.	22.11.02		DIN 16901:	150
Datum		Name	Freimaßtoleranzen / Tolerances	

Maßstab	5:2
Scale	
-Prüfmaßnahme Dim. to be checked	

Benennung / Title
Portkanüle 00,9/20G x 37 gebogen
Port needle 00,9/20G x 37 curved

SFH
medical devices®

Zeichnungs-Nr. / Drawingno.

P7-1-18

e	106-09	20.08.09	He
Index	Änderung / Revision	Dat.	Name

Ersatz für/Repl. for: P7-1-1 Pos.4 v 05.02.92 Index j Blatt/Sheet 1 von 1

08. Sep. 2009