




Art.-Nr.	Teilnr.	Art.Nr.	Benennung	Tube	02-95-1-POS2	NSC 20	natur	nature
			Verklebung	Bonding	SO-3-1-1A	Araldite	transparent	transparent
			Kanüle 00,7 Fac.	Cannula 00,7 Lancet cut	GO-070-8306-4-POS6	1.4301	schwarz transp.	black transp.
			Rundnippel mit Luer-Lock	Hub with Luer-Lock	41-03-27-2-POS1	PC-Makrolon 2856	schwarz transp.	black transp.
				Titel	Zchng.Nr., Pos.	Werkstoff	Farbe	Color
					Drw.No., Pos.	Material		
EINZELTEILE/ PARTS								

This drawing contains information which is the exclusive property of SFM. Any use or disclosure of this information without the expressed written consent of SFM is prohibited.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Änderungen nur durch SFM-CAD zulässig.

gez.	22.11.02	Wittmann	DIN 7168:	mittel
gepr.	22.11.02		DIN 16901:	150
Datum		Name	Freimaßtoleranzen / Tolerances	

Maßstab	5:2
Scale	
=Prüfung Dim. to be checked	

Benennung / Title

Portkanüle Ø0,7/22G x 37 gebogen
Port needle Ø0,7/22G x 37 curved



Zeichnungs-Nr. / Drawingno.

P7-1-16

d	106-09	20.08.09	He
Index	Änderung / Revision	Dat.	Name

Ersatz für/Repl. for: P7-1-1 Pos.2 v 05.02.92 Index: Blatt/Sheet 1 von 1