




Montagerichtung beachten!
Positionierung wie dargestellt! /
Consider assembling direction!
Positioning as pictured!

Ebene/flache Positionierung der Komponenten!
Emporragende Komponenten vermeiden! /
Even/flat positioning of the components!
Avoid towering components!

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit THF (C11503) /
unmarked tube connections glued with THF (C11503) /

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu /
tube length is cut length
tube length is not true to scale

Format: format: A3	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1 (1:2)	WS.-Nr. / Werkstoff: mat. no. / material: -
11 0196-24 07.01.2025 Cz	10 0097-23 23.05.2023 He	9 0261-21 23.08.2021 Ra	8 0172-21 20.05.2021 Ra
7 0123-20 11.05.2020 Ra	6 0236-19 02.09.2019 Ra	5 0228-16 13.09.2016 Ra	4 0103-16 20.04.2016 He
3 0309-15 30.09.2015 Ra	2 0184-15 08.06.2015 He	1 0029-15 20.01.2015 Ra	0 0221-14 22.07.2014 Ra
Zust. rev. Änderung change Datum date Name name	Urspr. origin: M44310722 Rev.2	Ersatz für: replacement for: -	Bezeichnung: designation: Amika Pump Set Bag, ENFit (UK)
Allgemeintoleranzen general tolerances			Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			SAP-Nr.: SAP no.: 7751914
-			gezeichnet / drawn: 07.01.2025 Czajka
-			geprüft / checked: 09.01.2025 Peng Luo
-			freigegeben / approved: 09.01.2025 M. Huth
-			gültig ab: valid from: 10.01.2025
all dimension are in mm			Artikel-Nr.: article no.: M44310014
für Winkel: for angle: -			Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M44310014-11
Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34			Blatt/sheet 1 von 1



Dokumentnummer/ <i>Document number</i> : Doc. M44310014-11	Bezeichnung/ <i>Title</i> : Amika Pump Set Bag, ENFit (UK)
Artikelnummer/ <i>Article number</i> : M44310014	Revision/ <i>Revision</i> : 11

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/ <i>Verification</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Nullserie/ <i>Pilot production</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl <i>limited edition</i> :	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/ <i>Other</i> :	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released</i> :	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☒ Serie/ <i>Serial production</i> :	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked</i> :	09. Jan. 2025	Peng Luo	Peng Luo 72733
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released</i> :	09.01.2025	M. Huth	J.A. J. H.K.
	Date	Name	Signature