





Verpackungsgröße/
packaging size
100 x 225

C11521 ①
alternativ / alternatively
C31579 ⑩
abhängig von Produktion /
depending on production
Die Breite von C31579 wird
auf 30±3 geschnitten. /
The width of C31579 is cut to 30±3.

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu /
tube length is cut length
tube length is not true to scale

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit THF (C11503) /
unmarked tube connections glued with THF (C11503)

Format: A3		Projektion: 		Maßstab: 1:1		WS.-Nr. / Werkstoff: - mat.no. / material: -	
-	-	-	-	Allgemeintoleranzen general tolerances		Batch-Nr. / Farbe: - batch no. / color: -	
-	-	-	-			SAP-Nr.: 7751936 SAP no.: 7751936	
-	-	-	-	Abmaße und Nennmassbereiche Angaben in mm	-	-	geprüft / checked: 09.01.2025 Peng Luo
-	-	-	-		-	-	freigegeben / approved: 09.01.2025 M. Huth
-	-	-	-	-	-	-	gültig ab: valid from: 10.01.2025
-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	all dimension are in mm	-	-	Bezeichnung: designation: GraviSet EasyBag, ENFit
-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	für Winkel: for angle: -			
12 0196-24		15.11.2024		Cz		Urheberrechtsschutz nach DIN 34	
Zust. rev.		Änderung change		Datum date		Name name	
Urspr.: M44310600		Rev.0					
				Copyright protection according to DIN 34		 FRESENIUS KABI	
				Ersatz für replacement for: -		Artikel-Nr.: M44310058 article no.: M44310058	
						Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M44310058-12	
						Blatt/sheet 1 von/of 1	

Dokumentnummer/ <i>Document number:</i> Doc. M44310058-12	Bezeichnung/ <i>Title:</i> GraviSet EasyBag, ENFit
Artikelnummer/ <i>Article number:</i> M44310058	Revision/ <i>Revision:</i> 12

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/ <i>Verification</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Nullserie/ <i>Pilot production</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl <i>limited edition:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/ <i>Other:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature

☒ Serie/ <i>Serial production:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	09. Jan. 2025	Peng Luo	Peng Luo 72733
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	09.01.2025	M. Huth	J.A. P. Huth
	Date	Name	Signature