




alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit 95%THF (C11503) + 5%MEK (C11515)
unmarked tube connections glued with 95%THF (C11503) + 5%MEK (C11515)

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu
tube length is cut length
tube length is not true to scale

Maßnummer/ dimension number
theoretisch genaues Maß /
theoretically exact dimension
Validierungsmaß /
validation dimension
Prüfmaß / control dimension
Funktionsmaß / functional dimension
Prüfausnahme / control exception
Hilfsmaß / auxiliary dimension

Format: format: A3	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1	WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -
-	-	-	Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
-	-	-	SAP-Nr.: SAP no.: M46444071Y
-	-	-	gezeichnet / drawn: 03.02.2022 Rasch
-	-	-	Artikel-Nr. unverpackt article no. unpacked: -
-	-	-	geprüft / checked: 04.04.2022 Neubert
-	-	-	Kunden-Nr.: customer no.: -
-	-	-	freigegeben / approved: 04.04.2022 Abe
-	-	-	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -
-	-	-	gültig ab: valid from: 05.04.2022
-	-	-	Bezeichnung: designation: Infusion Set VL ON42 OP SC
0	0033-22	03.02.2022	Ra
Zust. rev.	Änderung change	Datum date	Name name
Urspr.: origin.: M46444071 Bl.1 Rev.5	Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34		FRESENIUS KABI
Ersatz für: replacement for: -		Artikel-Nr.: article no.: M46444071Y	Blatt/sheet 1 von/of 1
		Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M46444071Y-0	

Verpackungsgröße
packaging size
133 x 310

Dokumentnummer/Document number: Doc. M46444071Y-0	Bezeichnung/Title: Infusion Set VL ON42 OP SC
Artikelnummer/Article number: M46444071Y	Revision/Revision: Rev.0

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	Date	Name	Signature
☒ Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	11.02.2022	Neubert	i.A. M. Neubert
Autorisiert: Released:	17.02.2022	S. Ase	He 434
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	Date	Name	Signature

☒ Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	04.04.2022	Neubert	i.A. M. Neubert
Autorisiert: Released:	04.04.2022	S. Ase	He 434