

C30945S
alternativ
C30945

700±30

Schlauch/tube C30945S
verklebt mit/ glued with
C31580
Schlauch/tube C30945
verklebt mit/ glued with
95% THF(C11503)+ 5% MEK(C11515)

C31567

C30936
30±5

C10607

J1040245

geklebt mit/ glued with
DCM (C11519)

200±20
C30936

C10463


J1020091

J1010810

J1010938

C10478
alternativ
C10478B
Klemme offen/
clamp open

alternativ / alternatively
J1040347



①

Verpackungsgröße
packaging size
100 x 500

C11521

C30945S
alternativ
C30945

200±20

J1040246

C30945S

1450±50

alternativ / alternatively
J1040330

alternativ zusätzliche Schlauchmarkierung mit /
alternatively additional tube marking with
THF (C11503) ③
abhängig von Produktion / depending on production

J1010914

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu
tube length is cut length
tube length is not true to scale

alle nicht markierten Schlauchverbindungen
verklebt mit 95%THF(C11503)+5%MEK (C11515)
unmarked tube connections
glued with 95%THF (C11503)+5%MEK (C11515)

Format: format: A3	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1	WS -Nr. / Werkstoff: mat. no. / material: -
-	-	-	Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
-	-	-	SAP-Nr.: SAP no.: M46445200Y
-	-	-	gezeichnet / drawn: 27.09.2024 Kästner
-	-	-	geprüft / checked: 29.09.2024 Peng Luo
-	-	-	Kunden-Nr.: customer no.: -
-	-	-	freigegeben / approved: 02.10.2024 O. Dimni
-	-	-	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -
-	-	-	gültig ab: valid from: 02.10.2024
4 0165-24 27.09.2024 Ka			Bezeichnung: designation: Infusion Set VL PA92
3 0044-23 23.02.2023 He			Artikel-Nr.: article no.: M46445200Y
2 0266-22 26.09.2022 Ra			Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: 1
1 0016-22 18.01.2022 Ra			Blatt/Sheet von/of 1
0 0334-21 26.10.2021 Ra			
Zust. rev.: Urspr.: orign.: M46445200S Bl.1 Rev.9	Änderung change Datum date	Name name	
		Ersatz für: replacement for: -	

Dokumentnummer/ <i>Document number</i> : Doc. M46445200Y-4	Bezeichnung/ <i>Title</i> : Infusion Set VL PA92
Artikelnummer/ <i>Article number</i> : M46445200Y	Revision/ <i>Revision</i> : 4

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/ <i>Verification</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Nullserie/ <i>Pilot production</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl <i>limited edition:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/ <i>Other:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature

☒ Serie/ <i>Serial production:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from</i> : date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	29.Sep. 2024	Peng Luo	Peng Luo 72733
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	02.OCT.2024	OLIVIA DIMMI	
	Date	Name	Signature