




② ③

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu /
tube length is cut length
tube length is not true to scale
alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit 95%THF (C11503)+5%MEK (C11515)/
unmarked tube connections glued with 95%THF (C11503)+5%MEK (C11515)

9 (C11545)

max.160

max.80

Verpackungsgröße
packaging size
100 x 180

Format: format: A4	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1	WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -
-	-	-	Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
-	-	-	SAP-Nr.: SAP no.: M77460026
-	-	-	gezeichnet / drawn: 20.01.2022 Henkel
-	-	-	Artikel-Nr. unverpackt: article no. unpacked: -
-	-	-	geprüft / checked: 04.03.2022 D. Fischer
-	-	-	Kunden-Nr.: customer no.: -
-	-	-	freigegeben / approved: 07.03.2022 S. Abe
4 0018-22	20.01.2022	He	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -
3 0076-19	13.03.2019	Ra	gültig ab: valid from: 08.03.2022
2 0210-18	13.08.2018	Ra	Bezeichnung: designation: Secondary Line FX
1 0149-18	15.05.2018	He	PVC free; 0,2µm filter
0 0007-11	11.01.2011	Mg	Artikel-Nr.: article no.: M77460026
Zust. rev.: Änderung change Datum date Name name	Urspr.: origin: M77460025	Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34 FRESENIUS KABI	Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M77460026 Bl.1-3
Ersatz für: replacement for: -			Blatt/sheet 1 von/of 2 ①

Dokumentnummer/Document number: Doc. M77460026 Bl.1-3	Bezeichnung/Title: Secondary Line FX PVC free; 0,2µm Filter
Artikelnummer/Article number: M77460026	Revision/Revision: 4

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	Date	Name	Signature
☒ Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	26.01.2022	Fischer D.	i. A. F. R.
Autorisiert: Released:	27.01.2022	S. Alze	4321
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	Date	Name	Signature
☒ Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	04.03.2022	Fischer D.	i. A. F. R.
Autorisiert: Released:	07.03.2022	S. Alze	4321