

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

verklebt/glued  
DCM (C11519)

J1040245

C10636

C30937S ②  
100±20

C10425

①  
C10603①  
C31640Verpackungsgröße  
packaging size  
66,7 x 150

①

max.130

max.45

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit CHN (C11553)  
unmarked tube connections glued with CHN (C11553)

|                                            |                    |                                                                                                                |              |                                                  |   |                                               |                 |                                                                                                                                         |                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Format:<br>format: <b>A4</b>               |                    | Projektion:<br>projection:  |              | Maßstab:<br>scale: <b>1:1</b>                    |   | WS.-Nr. / Werkstoff:<br>mat.no. / material: - |                 |                                                                                                                                         |                                                     |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            | Allgemeintoleranzen<br>general tolerances        |   | Batch-Nr. / Farbe:<br>batch no. / color: -    |                 |                                                                                                                                         |                                                     |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            | Abmasse und<br>Nennmassbereiche<br>Angaben in mm | - | Längen<br>length                              | Radien<br>radii | SAP-Nr.:<br>SAP no.: <b>M78401045Y</b>                                                                                                  | gezeichnet / drawn:<br><b>05.07.2023 Henkel</b>     |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            |                                                  | - | -                                             | -               | Artikel-Nr. unverpackt:<br>article no. unpacked: -                                                                                      | geprüft / checked:<br><b>27.06.2024 T. Gad</b>      |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            |                                                  | - | -                                             | -               | Kunden-Nr.:<br>customer no.: -                                                                                                          | freigegeben / approved:<br><b>12.09.2024 Dammer</b> |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            |                                                  | - | -                                             | -               | Kunden-Artikel-Nr.:<br>customer article no.: -                                                                                          | gültig ab:<br>valid from: <b>12.09.2024</b>         |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            |                                                  | - | -                                             | -               | Bezeichnung:<br>designation: <b>K-Zero Extension 10cm</b>                                                                               |                                                     |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            |                                                  | - | -                                             | -               | Artikel-Nr.:<br>article no.: <b>M78401045Y</b>                                                                                          |                                                     |
| -                                          | -                  | -                                                                                                              | -            |                                                  | - | -                                             | -               | Zeichnung nur gültig mit<br>Autorisierungsdokument Nr.:<br>drawing only valid with authorization document no.: <b>Doc. M78401045Y-2</b> |                                                     |
| 2                                          | 0123-23            | 05.07.2023                                                                                                     | He           | all dimension<br>are in mm                       |   | für Winkel:<br>for angle: -                   |                 |  <b>FRESENIUS<br/>KABI</b>                           |                                                     |
| 1                                          | 0050-22            | 22.02.2022                                                                                                     | Ra           | Urheberrechtsschutz<br>nach DIN 34               |   |                                               |                 |                                                                                                                                         |                                                     |
| 0                                          | 0032-22            | 02.02.2022                                                                                                     | Ra           | Copyright protection<br>according to DIN 34      |   |                                               |                 |                                                                                                                                         |                                                     |
| Zust.<br>rev.                              | Änderung<br>change | Datum<br>date                                                                                                  | Name<br>name | Ersatz für:<br>replacement for: -                |   |                                               |                 |                                                                                                                                         |                                                     |
| Urspr.:<br>origin.: <b>M78401045 Rev.1</b> |                    |                                                                                                                |              |                                                  |   |                                               |                 |                                                                                                                                         |                                                     |

1

2

3

4

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dokumentnummer/Document number:<br>Doc. M78401045Y-2 | Bezeichnung/Title:<br>K-Zero Extension 10cm |
| Artikelnummer/Article number:<br>M78401045Y          | Revision/Revision:<br>2                     |

**Freigegeben für / Approved for:**

|                                                                          |               |                                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Abmusterung/Verification</b>      |               | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                |
| Geprüft:<br>Checked:                                                     | 10.08.2023    | T. Gnad                                           | i.A. T. Gnad   |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| Autorisiert:<br>Released:                                                | 14. AUG. 2023 | H. Huth                                           | i.A. H. Huth   |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nullserie/Pilot production</b>    |               | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                |
| Geprüft:<br>Checked:                                                     | 22.03.2024    | T. Gnad                                           | i.A. T. Gnad   |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| Autorisiert:<br>Released:                                                | 22.03.2024    | M. Huth                                           | i.A. H. Huth   |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| <input type="checkbox"/> <b>begrenzte Stückzahl<br/>limited edition:</b> |               | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                |
| Geprüft:<br>Checked:                                                     | _____         | _____                                             | _____          |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| Autorisiert:<br>Released:                                                | _____         | _____                                             | _____          |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| <input type="checkbox"/> <b>Sonstiges/Other:</b>                         |               | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                |
| Geprüft:<br>Checked:                                                     | _____         | _____                                             | _____          |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| Autorisiert:<br>Released:                                                | _____         | _____                                             | _____          |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serie/Serial production:</b>      |               | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                |
| Geprüft:<br>Checked:                                                     | 27.06.2024    | T. Gnad                                           | i.A. T. Gnad   |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |
| Autorisiert:<br>Released:                                                | 12.09.2024    | ROMAN DAMMER                                      | i.A. R. Dammer |
|                                                                          | Date          | Name                                              | Signature      |