


② ⑤
PE-Banderole (oder keine Fixierung),
abhängig von Produktion
PE-Band (or none fixation),
depending on production

Verpackungsgröße
packaging size
66,7 x 150

5 (C11119)
alternativ (C11539) ⑤
alternativ (C31588) (automatic production) ⑦

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit CHN (C11553)
unmarked tube connections glued with CHN (C11553)

Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu / tube length is not true to scale

⑧	Schlauch Schnittlänge Tube cut length	Abmessung Dimension
①	dimension automation assembly	1530±50
②	dimension hand assembly	1500 ±50

Format: A4		Projektion: 		Maßstab: 1:1			WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -			
-	-	-	-	Allgemeintoleranzen general tolerances			Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -			
-	-	-	-							
9	0123-23	05.07.2023	He	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm - - - - - all dimension are in mm	-	Längen length	Radien radii	SAP-Nr.: SAP no.: 9004242	gezeichnet / drawn: 05.07.2023 Henkel	
8	0208-21	15.06.2021	Ra		-	-	-	Artikel-Nr. unverpackt: article no. unpacked: -	geprüft / checked: 29.05.2024 T. Gad	
7	0244-19	13.09.2019	Ra		-	-	-	Kunden-Nr.: customer no.: -	freigegeben / approved: 29.05.2024 M. Huth	
6	0242-19	10.09.2019	Ra		-	-	-	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -	gültig ab: valid from: 03.06.2024	
5	0116-11	17.03.2011	Mg		-	-	-	Bezeichnung: designation: Injectomat Line, PVC 150 cm, LL		
4	9429	27.04.2007	Mg		-	-	-			
3	8710	29.12.2005	Ra		-	-	-			
2	8567	11.10.2005	Ra	fuerr Winkel: for angle: -	Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34  FRESENIUS KABI					
1	6214	17.11.2000	Ra							
0	5357	09.02.1999	Ra							
Zust. rev.	Änderung change	Datum date	Name name	Ersatz für: replacement for: -			Artikel-Nr.: article no.: M78415000		Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc.M78415000-3	Blatt/sheet 1 von/of 1
Urspr.: origin: -										

Dokumentnummer/Document number: Doc. M78415000-3	Bezeichnung/Title: Injectomat Line, PVC 150 cm, LL
Artikelnummer/Article number: M78415000	Revision/Revision: 9

Freigegeben für / Approved for:

☒ Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	10.02.2023	T. Gad	i.A. T. Gad
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	14.08.2023	M. Huth	i.A. M. Huth
	Date	Name	Signature
☒ Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	22.03.2024	T. Gad	i.A. T. Gad
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	22.03.2024	M. Huth	i.A. M. Huth
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☒ Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	29.05.2024	T. Gad	i.A. T. Gad
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	29.05.2024	M. Huth	i.A. M. Huth
	Date	Name	Signature