


alternativ / alternatively (8)
J1010906 (1)

C10511 C10636

(4)

(4)



C30937S (4) (10)

2000±50

(1)


(2)

alternativ / alternatively (8)
J1010900 (7)

C10603 C10505

(4)

(4)



(8)


Schlauch Schnittlänge Tube cut lengh	Abmessung Dimension
(1) dimension automation assembly	2050±50
(2) dimension hand assembly	2000 ±50

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit CHN (C11553)
unmarked tube connections glued with CHN (C11553)


Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu / tube length is not true to scale

(2)

C11539 (5)
alternativ / alternatively
C31588 (9)
automatic production



C11119 (6)
alternative Banderole
Einsatz nur auf Wickelautomat!
Alternative banderole
Use only on Winding machine!



Verpackungsgröße
packaging size
60 x 150

Ergänzende Angaben
Supplementary information



Format: format: A4	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1	WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -		
-	-	-	-		
10	0123-23	05.07.2023	He	Allgemeintoleranzen general tolerances	
9	0201-21	10.06.2021	He	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
8	0180-21	31.05.2021	He		SAP-Nr.: SAP no.: 9014342
7	0242-19	10.09.2019	Ra		gezeichnet / drawn: 05.07.2023 Henkel
6	0476-11	07.12.2011	Ra		geprüft / checked: 29.05.2024 T. Gad
5	0171-11	18.04.2011	Mg		Artikel-Nr. unverpackt: article no. unpacked: -
4	9429	27.04.2007	Mg		Kunden-Nr.: customer no.: -
3	8703	21.12.2005	Mg		freigegeben / approved: 29.05.2024 M. Huth
2	6215	18.11.2000	Ra	all dimension are in mm	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -
1	5357	09.02.1999	Ra		gültig ab: valid from: 03.06.2024
0	4291	12.08.1996	Ra		Bezeichnung: designation: Injectomat Line PVC 200 cm, L-L (4)
Zust. rev.	Änderung change	Datum date	Name	Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34	Artikel-Nr.: article no.: M78420000
Urspr.: origin: -				Ersatz für: replacement for: -	Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M78420000-3
					Blatt/sheet 1 von/of 1

Dokumentnummer/Document number: Doc. M78420000-3	Bezeichnung/Title: Injectomat Line PVC 200 cm, LL
Artikelnummer/Article number: M78420000	Revision/Revision: 10

Freigegeben für / Approved for:

☒ Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from: date of distribution
Geprüft: Checked:	10.08.2023 T. Gad i.A. T. Gad Date Name Signature
Autorisiert: Released:	14. AUG. 2023 H. Huth i.A. Huth Date Name Signature
☒ Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from: date of distribution
Geprüft: Checked:	22.03.2024 T. Gad i.A. T. Gad Date Name Signature
Autorisiert: Released:	22.03.2024 M. Huth i.A. Huth Date Name Signature
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from: date of distribution
Geprüft: Checked:	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	Date Name Signature
☐ Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from: date of distribution
Geprüft: Checked:	Date Name Signature
Autorisiert: Released:	Date Name Signature
☒ Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: date of distribution
Geprüft: Checked:	29.05.2024 T. Gad i.A. T. Gad Date Name Signature
Autorisiert: Released:	29.05.2024 M. Huth i.A. Huth Date Name Signature