

Anmerkungen Schlauchanformung:
- erlaubter Grat max. 0,12
- Materialaußenbereich der geformten Spitze muss frei von Defekten sein, die durch den Anformungsprozess verursacht werden
Notes tip forming:
- flash allowed max. 0,12
- material outside area of formed tip to be free of defects caused by the tip forming process

① natürlicher Übergang zwischen Extrusions-AD und Werkzeugkavität (max. AD)
natural transition between extrusion OD and die cavity (max. OD)

② natürlicher Übergang zwischen Extrusions-ID und Dorn (min. ID) + Schwindung
natural transition between extrusion ID and mandrel (min. ID) + shrinkage

④ M 15:1


Schlauchanformung /
tip forming

C30977
750 ±5 ①


C31534
C31535 ①

Zahlenmarkierung
von 5 bis 65
in Abständen von/
check mark
from 5 to 65
at intervals of 50 ±2 ①


sikikonisiert mit/
siliconized with ①
C22572



C21941




J1040106



weiss/
white

J1040092



weiss/
white

J1040303 ③

Schlauchlänge entspricht Schnitlänge/
tube length is cut length
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu/
tube length is not true to scale

siehe Blatt 2/
see sheet 2 ②

Format: format: A3	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 2:1 (15:1)	WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -
-	-	-	Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
-	-	-	SAP-Nr.: SAP no.: 7981801AP
-	-	-	gezeichnet / drawn: 13.02.2023 Rasch
-	-	-	Artikel-Nr. unverpackt: article no. unpacked: -
-	-	-	geprüft / checked: 05.07.2023 D. Fischer
-	-	-	Kunden-Nr.: customer no.: -
-	-	-	freigegeben / approved: 06.07.2023 Huth
-	-	-	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -
-	-	-	gültig ab: valid from: 07.07.2023
4 0033-23 13.02.2023 Ra	3 0070-21 25.02.2021 Ra	2 0059-19 06.03.2019 Ra	1 0072-16 30.03.2016 He
0 0055-13 22.02.2013 Ra	Urspr.: origin: M90800055 Rev.0	Ersatz für: replacement for: -	Bezeichnung: designation: Freka FKJ Set CH9
all dimension are in mm			Artikel-Nr.: article no.: M90800055AP
Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34			Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M90800055AP-3
FRESSENIUS KABI			Blatt/sheet 1 von/of 2

Dokumentnummer/Document number: Doc. M90800055AP-3	Bezeichnung/Title: Freka FKJ Set CH9
Artikelnummer/Article number: M90800055AP	Revision/Revision: Rev.4

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____ Date	_____ Name	_____ Signature
Autorisiert: Released:	_____ Date	_____ Name	_____ Signature
☒ Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	21. Feb. 2023 Date	C. Raab Name	i.A. C. Raab Signature
Autorisiert: Released:	01. MRZ. 2023 Date	M. Hülke Name	i.A. M. Hülke Signature
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____ Date	_____ Name	_____ Signature
Autorisiert: Released:	_____ Date	_____ Name	_____ Signature
☐ Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____ Date	_____ Name	_____ Signature
Autorisiert: Released:	_____ Date	_____ Name	_____ Signature

☒ Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	05 JUL 2023 Date	BIRK FISCHER Name	i.A. B. Fischer Signature
Autorisiert: Released:	06.07.2023 Date	M. Hülke Name	i.A. M. Hülke Signature