

M 1:0,75

C22537
silikonisiert mit/
siliconized with
C22572J1060209
④geklebt mit/ glued with
G400005 ④

C21867

C30653

geklebt mit/ glued with
G400007 ④C30989
(1200 ±3)C31534 ①
C31535

Zahlenmarkierung von 1 bis 11
in Abständen von (100 ±2)
Zusätzliche Markierung zwischen
Zahlen im Abstand 50 ±2 zur Zahl/
check mark from 1 to 11
at intervals of (100 ±2)
additional marking between numbers
at distance 50 ±2 to number ③

geklebt mit/ glued with ③
G400005 ④

C21937

J1040201

orange

J1040110

orange


J1040135

violett/
violet


J1040300

Verpackungsgröße
packaging size
⑥ 133 x 280

Y
M 5:1
Lichte Weite
der Öffnung/
opening
width



X
M 2:1



Schlauchlänge entspricht Schnittlänge/
tube length is cut length
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu/
tube length is not true to scale

Format: format:	A3	Projektion: projection:	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6	0081-23	28.04.2023	Ra
5	0070-21	25.02.2021	Ra
4	0059-19	06.03.2019	Ra
3	0170-16	20.06.2016	Ra
2	0122-16	03.05.2016	He
1	0074-16	30.03.2016	Ra
0	0224-15	21.07.2015	He
Zust. rev.	Änderung change	Datum date	Name
Urspr. origin:	M90700122 Rev.3		

Maßstab: scale:	2:1 (2:1,4; 5:1)	
Allgemeintoleranzen general tolerances		
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	-	Längen length
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
all dimension are in mm	-	-
	für Winkel: for angle:	
	Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34	
Ersatz für: replacement for:		F K



WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material:	-
Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color:	-
SAP-Nr.: SAP no.:	7755647
Artikel-Nr. unverpackt: article no. unpacked:	-
Kunden-Nr.: customer no.:	-
Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.:	-
Bezeichnung: designation:	Freka Intestinal Tube FR 12 for PEG FR 20, ENFit
Artikel-Nr.: article no.:	M90800310
Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.:	1 von/of

Doc. M90800310-6

Dokumentnummer/ <i>Document number:</i> <i>Doc. M90800310-6</i>	Bezeichnung/ <i>Title:</i> Freka Intestinal Tube FR 12 For PEG FR 20, ENFit
Artikelnummer/ <i>Article number:</i> <i>M90800310</i>	Revision/ <i>Revision:</i> 6

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/ <i>Verification</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Nullserie/ <i>Pilot production</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl <i>limited edition:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/ <i>Other:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature

☒ Serie/ <i>Serial production:</i>	Gültig ab/ <i>Valid from:</i> date of distribution		
Geprüft: <i>Checked:</i>	06.10.2023	Fischer D.	i.A. Fer
	Date	Name	Signature
Autorisiert: <i>Released:</i>	05.10.2023	S. Ase	[Signature]
	Date	Name	Signature